

Fig. 1

Vehicle Lighter Outlet or Power Outlet
Sortie de courant ou sortie
d'allume-cigare de voiture
Sigarettenaansteker- of stroomcontact
Bilens lighteruttak eller strømuttak
Tomada de Isqueiro para Veículo ou
Tomada Eléctrica
Uttag för cigarettändare eller strömuttag

#90 Plug Assembly
Assemblage de fiche n° 90
Nr. 90 steekcontact
Nr. 90 pluggmontering
#90 Ficha
Nr 90 proppenhet





Fig. 2



NL Autoadapter


Voor gebruik met de Purely Yours/Lactaline elektrische borstpomp
Sluit de autoadapter aan op het contact aan de linkerkant van de pomp.
Steek het andere uiteinde in het contact voor de sigarettenaansteker van uw voertuig.

Als u een autoadapter gebruikt voor uw borstpomp, mag u uitsluitend een Ameda-autoadapter gebruiken (Afb. 1).

Instructies voor het vervangen van een zekering (Afb. 2)

1. Druk het metalen uiteinde aan het einde van de adapter in. Tegen de klok in draaien totdat de lipjes op één lijn staan met de sleuven op de adapterbehuizing.
2. Trek het metalen uiteinde en de zekering eruit.
3. Bekijk de zekering zorgvuldig. Vervang de zekering als deze is doorgeslagen.
4. Plaats de zekering in de adapter. Zorg dat de lipjes van het metalen uiteinde op één lijn staan met de sleuven op de adapterbehuizing. Indrukken en tegen de klok in draaien om te vergrendelen.

Kenmerken van de vervangende zekering:



Voorzichtig: voor voortdurende bescherming tegen kans op brand dient u de zekering uitsluitend te vervangen met een zekering van hetzelfde type en dezelfde classificatie.

Wegwerpen van het product
Dit product bevat elektrische en elektronische apparatuur.

1. Evenals bij andere elektrische apparatuur kunnen de interne onderdelen van dit product gevaarlijke materialen bevatten. Om mogelijke vervuiling van het milieu te voorkomen is het belangrijk dat u dit product weggewerkt volgens de plaatselijke of regionale systemen en regels van uw afvalbedrijf.
2. Niet ongesorteerd bij het afval zetten.
3. Het symbool van de doorgekruiste afvalbak geeft aan dat elektrische en elektronische apparaten afzonderlijk moeten worden weggeworpen.
4. U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie over de milieutechnische prestaties van dit product.

Opmerking: neem de adapter uit het contact wanneer deze niet wordt gebruikt.

Technische gegevens: van zekering voorzien;
Zekering 1,5 A - sigarettenaansteker 250 V.

NO Biladapter


Kun for bruk med Purely Yours / Lactaline elektrisk brystpumpe
Koble biladapteren til strømuttaket som er på venstre side av pumpen.
Plugg den andre enden til bilens lighteruttak.

Brystpumpen må kun tilkobles et biluttak med Ameda-biladapteren (fig. 1).

Instruksjoner for utskifting av sikring (fig. 2)

1. Skyv inn metallspissen på enden av adapteren. Vri til høyre til filkene er på linje med spaltene i adapterhuset.
2. Trekk ut metallspissen og sikringen.
3. Kontroller sikringen. Hvis den er utbrent, skift ut sikringen.
4. Sett inn sikringen i adapteren. Still filkene på metallspissen på linje med spaltene på adapterhuset. Skyv inn og vri til høyre for å låse.

Motstandsegenskaper for erstatningssikring:



OBS! For fortsatt beskyttelse mot brannfare, erstatt kun med sikring av samme type og klassifisering.

Kassering av produktet
Dette produktet inneholder elektrisk og elektronisk utstyr.

1. Som med annet elektronisk utstyr, kan de indre komponentene i dette produktet inneholde farlige materialer. For å unngå mulig miljøforurensning er det viktig at produktet kasseres i henhold til lokale eller regionale forskrifter og ordninger for avfallshåndtering.
2. Må ikke kasseres som usortert kommunalt avfall.
3. Symbolet som viser en beholder som er kryssset ut, indikerer separat søppelinsamling for elektrisk og elektronisk utstyr.
4. Kontakta oss hvis du vil vite mer om produktets miljøspesifikasjoner.

Bemerkning: Frakoble adapteren når den ikke er i bruk.

Teknisk data: Sikring: Sikring 1,5 A - Lighter 250 V.

PT Adaptador Automóvel

Para utilização com o Purely Yours/Bomba Tira-leite Eléctrica
Lactaline


Ligue o adaptador automóvel à tomada eléctrica situada do lado esquerdo da bomba. Ligue a outra extremidade à tomada de isqueiro do seu veículo.

A ligação da bomba tira-leite ao adaptador automóvel deve ser efectuada apenas com o Adaptador Automóvel Ameda (Fig. 1).

Instruções de Substituição do Fusível (Fig. 2)

1. Carregue na ponta metálica na extremidade do adaptador. Rode no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até as patilhas alinharem com as ranhuras do adaptador.
2. Puxe para fora a ponta metálica e o fusível.
3. Inspeccione visualmente o elemento do fusível; se estiver queimado, substitua o fusível.
4. Insira o fusível no adaptador. Alinhe as patilhas da tampa metálica com as ranhuras do adaptador, carregue para dentro e rode no sentido dos ponteiros do relógio para bloquear.

Características de Substituição do Fusível:



Cuidado: Para uma protecção contínua contra risco de incêndio, substitua apenas por fusíveis do mesmo tipo e classificação.

Eliminação do produto
Este produto contém equipamento eléctrico e electrónico.

1. Como sucede com o demais equipamento eléctrico, os componentes internos deste produto podem conter materiais perigosos. Para evitar a potencial contaminação do ambiente, é importante que elimine este produto de acordo com as regulamentações e sistemas de administração de desperdícios locais ou regionais.
2. Não elimine como lixo municipal não classificado.
3. O símbolo de caixote do lixo com uma cruz indica uma separação do lixo comum para o equipamento eléctrico e electrónico.
4. Pode entrar em contacto conosco para mais informações sobre o desempenho ambiental deste produto.

Nota: Retire o Adaptador quando não estiver a ser utilizado.

Dados Técnicos: Com fusível; Fusível 1.5A - Isqueiro 250V.

SE Biladapter


Ska användas till den elektriska bröstpumpen Purely Yours/Lactaline
Anslut biladaptern till eluttaget på vänster sida av pumpen. Sätt den andra ändan i bilens uttag för cigarettändare.

Anslutning av bröstpump med en biladapter får endast göras med Ameda biladapter (Bild 1).

Byta säkring (Bild 2)

1. Tryck in metallspetsen i ändan av adaptern. Vrid motsols tills tapparna hamnar i öppningarna i adapterkroppen.
2. Dra ut metallspetsen och säkringen.
3. Granska säkringen, och byt ut den om den har gått.
4. Sätt i säkringen i adaptern. Passa in tapparna i adapterkroppens öppningar och stäng genom att vrida medsols.

Typ av säkring vid byte:



Varning: Av brandskyddsskäl - använd endast säkring av samma typ och klassificering.

Kassering av produkten
Den här produkten innehåller elektrisk och elektronisk utrustning.

1. I likhet med vad som gäller för annan elektrisk utrustning kan de inre komponenterna i den här produkten innehålla skadliga material. För att undvika eventuell förorening av miljön är det viktigt att du kasserar den här produkten i enlighet med de lokala eller nationella reglerna och lagarna för avfallshandtering.
2. Produkten får inte kasseras som osorterat allmänt avfall.
3. Den överkryssade symbolen anger att elektrisk och elektronisk utrustning endast får kasseras i återvinningskär.
4. Kontakta oss om du vill ha ytterligare miljörelaterad information för den här produkten.

OBS! Ta bort adaptern när den inte används.

Tekniska data: Nedsmält; Säkring 1,5A - Tändare 250V.

US Car Adapter

For use with the Purely Yours/Lactaline Electric Breast Pump


Connect the car adapter to the power receptacle located on the left side of the pump. Plug the other end into the vehicle lighter receptacle of your vehicle.

Connecting the breast pump with a car adapter must only be made with the Ameda Car Adapter (Fig. 1).

Fuse Replacement Instructions (Fig. 2)

1. Push in metal tip at the end of the adapter. Rotate counterclockwise until tabs line up with slots in the adapter body.
2. Pull out metal tip and fuse.
3. Visually inspect fuse element, if blown, replace fuse.
4. Insert fuse into the adapter. Line up tabs of metal top with slots in adapter body, push in and rotate clockwise to lock.

Replacement Fuse Characteristics:



Caution: For continued protection against risk of fire, replace only with same type and rating of fuse.

Product Disposal
This product contains electrical and electronic equipment.

1. As with other electrical equipment, the internal components of this product may contain hazardous materials. To avoid potential contamination of the environment, it is important that you dispose of this product according to local or regional waste administration systems and regulations.
2. Do not dispose of as unsorted municipal waste.
3. The crossed-out wheeled bin symbol shown indicates separate collection for electrical and electronic equipment.
4. You may contact us for further information regarding the environmental performance of this product.

Note: Remove Adapter when not in use.

Technical Data: Fused, F 1.5A L 250V.

CA Adaptateur de voiture

À utiliser avec le tire-lait électrique Purely Yours / Lactaline


Branchez l'adaptateur de voiture à la prise de courant du côté gauche de la pompe. Branchez l'autre extrémité à la prise d'allume-cigare de votre véhicule.

Branchez le tire-lait avec un adaptateur de voiture ne doit se faire qu'avec l'adaptateur de voiture Ameda (fig. 1).

Instructions de remplacement de fusible (fig. 2)

1. Enfoncez l'embout de métal à l'extrémité de l'adaptateur. Tournez dans le sens antihoraire jusqu'à ce que les languettes s'alignent avec les fentes dans le corps de l'adaptateur.
2. Sortez l'embout de métal et le fusible.
3. Inspectez visuellement l'élément de fusible et si grillé, remplacez le fusible.
4. Insérez le fusible dans l'adaptateur. Alignez les languettes sur le dessus de métal avec les fentes dans le corps de l'adaptateur, enfoncez et tournez dans le sens horaire pour verrouiller.

Caractéristiques de fusible de rechange :



Mise en garde : Pour une protection continue contre les risques d'incendie, remplacez seulement avec un fusible de même type et de même valeur nominale.

Élimination des produits
Ce produit contient de l'équipement électrique et électronique.

1. Comme pour tout autre équipement électrique, les composants internes de ce produit pourraient contenir des matériaux dangereux. Pour éviter toute contamination possible de l'environnement, il est important d'éliminer ce produit conformément aux règlements et aux systèmes d'administration des déchets locaux ou régionaux.
2. N'éliminez pas comme déchets municipaux non triés.
3. Le symbole de contenant à roue rayé illustré plus bas indique la cueillette distincte pour l'équipement électrique et électronique.
4. Vous pouvez nous contacter pour plus d'information au sujet de la performance environnementale de ce produit.

Remarque : Retirez l'adaptateur lorsqu'il n'est pas utilisé.

Données techniques : À fusible; Fusible 1,5A - Allume-cigare 250 V.



Distributed in USA by:
Evenflo Company, Inc.
1801 Commerce Drive
Piqua, Ohio 45356
1.866.99.AMEDA (26332)
www.ameda.com

Distributed in Canada by:
Distribué au Canada par:
Mothers Choice Products Ltd.
2133-11871 Horseshoe Way
Richmond, BC V7A 5H5
1.800.604.6225
www.motherschoiceproducts.com

Distributed in Australia by:
Advantage Health Care
34 Percy Street
Mordialloc VIC 3195
61 (3) 9580 9288
www.ameda.com.au

Distributed in UK by:
Ardo medical Ltd.
Unit 1, Belvedere Trading Estate
GB-Taunton, Somerset TA1 1BH UK
+44 (0) 1823 336 362
www.ardomedical.co.uk

Distributed in Switzerland
and Germany by:
Ardo medical AG
Gewerbstrasse 19
6314 Unterägeri, Switzerland
+41 (0) 41 754 70 70
www.ardo.ch



CanReg Inc.
Carlingford, County Louth, Ireland

Evenflo Company, Inc.
Piqua, Ohio 45356
USA

Fig. 1

Zigarettenanzünder- oder Stromanschluss
Bilens lighter eller strømkontakt
Toma del encendedor del vehiculo o toma de corriente
Ajoneuvon tupakansytytin tai pistorasia
Prise allume-cigare de véhicule ou Prise d'alimentation
Πρίζα αναπτήρα αυτοκινήτου ή πρίζα ρεύματος
Presa per accendino del veicolo o presa di alimentazione





Fig. 2

Positiver Kontakt (Metallspitze)
Positiv kontakt (metalspids)
Contacto positivo (punta de metal)
Positiivinen napa (metallipää)
Contact positif (Pointe métallique)
Θετική επαφή (Μεταλλικό άκρο)
Polo positivo (punta in metallo)
Nasen Flige
Lengüetas
Lukituskappaleet
Languettes
Γλωττίδες
Linguette

DE Autoadapter

Zur Verwendung mit der elektrischen Brustpumpe

Purely Yours/Lactaline


Schließen Sie den Autoadapter an die Steckerbuchse auf der linken Seite der Pumpe an. Stecken Sie das andere Ende in den Zigarettenanzünderanschluss Ihres Fahrzeugs.

Beim Anschließen der Brustpumpe an einen Autoadapter muss ein Ameda Autoadapter (Abb. 1) verwendet werden.

Anleitung für den Sicherungsaustausch (Abb. 2)

- Drücken Sie die Metallspitze am Ende des Adapters ein. Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, bis die Nasen an den Schlitzen im Adapterteil ausgerichtet sind.
- Ziehen Sie die Metallspitze und die Sicherung heraus.
- Untersuchen Sie optisch die Sicherung und ersetzen Sie diese, wenn sie durchgebrannt ist.
- Setzen Sie die Sicherung in den Adapter ein. Richten Sie die Nasen der Metallspitze an den Schlitzen im Adapterteil aus, drücken Sie die Spitze ein und drehen Sie zur Verriegelung im Uhrzeigersinn.

☞ **Eigenschaften der Ersatzsicherung:**



Achtung: Zur Vermeidung von Feuergefahr dürfen nur Sicherungen des gleichen Typs und Nennwerts als Ersatz verwendet werden.

~~**Entsorgung des Produkts**~~
Dieses Produkt enthält elektrische und elektronische Baugruppen.

- Wie andere elektrische Geräte können die Bauteile im Innern dieses Produkts gefährliche Stoffe enthalten. Um mögliche Umweltbelastungen zu vermeiden, ist es wichtig, dass Sie dieses Produkt entsprechend den örtlichen oder regionalen Auflagen oder Bestimmungen zur Abfallbeseitigung entsorgen.
- Nicht als unsortierten kommunalen Müll entsorgen.
- Das gezeigte Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern weist auf die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten hin.
- Nähere Informationen zur Umweltverträglichkeit dieses Produkts sind auf Wunsch von uns erhältlich.

Hinweis: Adapter bei Nichtbenutzung entfernen.

Technische Daten: mit Sicherung;

Sicherung 1,5 A - Zigarettenanzünder 250 V.

DK Biladapter

Til brug med Purely Yours/Lactaline elektrisk brystpumpe

Tilslut biladapteren til strømtilslutningen på pumpens venstre side.


Stik den anden ende i bilens lighter.

Tilslutning af brystpumpen med en biladapter må kun gøres med Ameda biladapteren (fig 1).

Udskiftning af sikring (fig 2)

- Skub metalspidsen på enden af adapteren ind. Drej mod uret, indtil fligene sidder på linie med indhakkene i adapterhuset.
- Træk metalspids og sikring ud.
- Efterse sikringen, og hvis den er sprunget, udskiftes den.
- Sæt ny sikring i adapteren. Stil metalspidsens flige på linie med adapterhusets indhak, skub indad og drej med uret så den fastlåses.

☞ **Specifikationer for udskiftningssikring:**



Forsigtig: For fortsat beskyttelse mod brandfare må sikringen kun udskiftes med samme type og kapacitet.

~~**Når du skal af med produktet**~~
Produktet indeholder elektrisk og elektronisk udstyr.

- Som alt andet elektrisk udstyr kan de indre komponenter i dette produkt indeholde farlige materialer. For at undgå en eventuel forurening af miljøet er det vigtigt, at produktet bortskaffes i overensstemmelse med lokale eller regionale regler for affald.
- Produktet må ikke lægges i de samme containere som almindeligt, usorteret affald.
- Den overstregede skraldespand med hjul angiver særskilt bortskaffelse for elektrisk og elektronisk udstyr.
- Kontakt os venligst, hvis du vil vide mere om produktets miljømæssige egenskaber.

Bemærk: Tag adapteren ud, når den ikke er i brug.

Tekniske data: Sikringsbeskyttet,Sikring 1,5 A, - lighter 250 V.

ES Adaptador para el auto

Para usar con la bomba eléctrica de extracción de leche Purely Yours/Lactaline


Conecte el adaptador para el auto en la toma ubicada en el lado izquierdo de la bomba. Enchufe el otro extremo en la toma del encendedor de su vehículo.

La conexión de la bomba de extracción con un adaptador para auto sólo se deberá hacer usando el adaptador para el auto Ameda (Fig. 1).

Instrucciones para cambiar el fusible (Fig. 2)

- Presione hacia adentro la punta de metal que está en el extremo del adaptador. Gire hacia la izquierda hasta que las lengüetas queden alineadas con las ranuras que están en el cuerpo del adaptador.
- Tire hacia afuera la punta de metal y el fusible.
- Inspeccione con la vista el elemento del fusible; si está fundido, cámbielo.
- Introduzca el fusible en el adaptador. Alinee las lengüetas de la punta de metal con las ranuras del cuerpo del adaptador, presione y gire hacia la derecha para trabar.

☞ **Características del fusible de repuesto:**



Precaución: para una protección continua contra riesgo de incendios, cambie solamente por un fusible del mismo tipo y clasificación.

~~**Cómo desechar el producto**~~
Este producto contiene equipos eléctricos y electrónicos.

- Al igual que con otros equipos eléctricos, los componentes internos de este producto pueden contener materiales peligrosos. Para evitar la contaminación potencial del entorno, es importante que deseche este producto siguiendo los sistemas y regulaciones de la administración de desechos regional o local.
- No deseche como residuos municipales no clasificados.
- El símbolo del recipiente con ruedas tachado que se muestra indica la recolección por separado para equipos eléctricos y electrónicos.
- Puede comunicarse con nosotros para obtener más información con respecto al alcance ambiental de este producto.

Nota: retire el adaptador cuando no lo esté usando.

Datos técnicos: con fusible; Fusible 1.5A - Encendedor 250V.

FI Autosovitin

Tarkoitettu käytettäväksi Purely Yours/Lactaline -sähkörintapumpun kanssa

Liitä autosovitin pumpun vasemmalla puolella olevaan liittimeen.


Kytke sovittimen toinen pää ajoneuvon tupakansytytimeen.

Rintapumpun saa liittää ajoneuvoon ainoastaan Amedain autosovitinta (kuva 1) käyttäen.

Sulakkeen vaihto-ohjeet (kuva 2)

- Paina sovittimen metallipää sisään. Kierrä osaa vastapäivään, kunnes lukituskappaleet osuvat sovittimen lukituskolojen kohdalle.
- Poista metallipää ja sulake vetämällä.
- Tarkista sulake. Jos sulake on palanut, vaihda se.
- Aseta sulake sovittimeen. Aseta metallipään lukituskappaleet sovittimen lukituskolojen kohdalle ja paina se sisään. Lukitse osa kiertämällä sitä myötäpäivään.

☞ **Sulakkeen ominaisuudet:**



Varoitus: tulipalovaaran välttämiseksi sulake tulee vaihtaa ainoastaan samantyyppiseen ja samantehoiseen sulakkeeseen.

~~**Tuotteen hävittäminen**~~
Tuote sisältää sähkölaitteita ja elektronisia laitteita.

- Kuten muidenkin sähkölaitteiden, myös tämän tuotteen komponentit voivat sisältää vaarallisia aineita. Jotta ympäristön saastuminen vältetään on tärkeää, että tuote hävitetään paikallisten jätehuoltomääräysten ja -ohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana.
- Kyseinen merkki (rastilla merkitty roskakori) ilmoittaa elektroniikka- ja sähkölaitteiden erillisestä jättekeräyksestä.
- Meiltä saat tarvittaessa lisätietoja tuotteen ympäristöominaisuuksista.

Huom. Poista sovitin pistorasiasta silloin, kun se ei ole käytössä.

Tekniset tiedot: Varustettu sulakkeella.

Sulake 1,5 A - Tupakansytytin 250 V.

FR Adaptateur allume-cigare

Pour une utilisation avec le Tire-lait électrique

Purely Yours / Lactaline


Brancher l’adaptateur allume-cigare à la prise d’alimentation située sur le côté gauche du tire-lait. Puis, brancher l’autre extrémité sur la prise allume-cigare de votre véhicule.

Le branchement du tire-lait avec un adaptateur allume-cigare ne doit se faire qu’avec l’adaptateur allume-cigare de marque Ameda (Fig. 1).

Instructions relatives au remplacement des fusibles (Fig. 2)

- Enfoncer la pointe métallique située à l’extrémité de l’adaptateur. Tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que les languettes s’alignent avec les fentes du corps de l’adaptateur.
- Enlever la pointe métallique et le fusible.
- Examiner visuellement le fusible, si les plombs ont sauté, remplacer le fusible.
- Insérer le fusible à l’intérieur de l’adaptateur. Aligner les languettes de la pointe métallique avec les fentes du corps de l’adaptateur, enfoncer et tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller.

☞ **Caractéristiques des fusibles de rechange :**



Attention : Pour une protection constante contre le risque d’incendie, n’utiliser que des fusibles de rechange de même type et de même valeur nominale.

~~**Élimination des produits**~~
Ce produit contient des équipements électriques et électroniques.

- Comme pour les autres équipements électriques, les composants internes de ce produit pourraient comporter des matières dangereuses. Afin d’éviter toute contamination de l’environnement, il est important d’éliminer ce produit selon les systèmes et les règlements locaux et régionaux de collecte des déchets.
- Ne pas jeter en tant qu’ordures ménagères en vrac.
- Le symbole d’un conteneur à roues barré indique une collecte de déchets indépendante pour le matériel électrique et électronique.
- Vous pouvez nous contacter pour de plus amples renseignements concernant les performances environnementales de ce produit.

N.B. : Débrancher l’adaptateur lorsqu’il n’est pas utilisé.

Données techniques : A fusible ; Fusible 1,5 A - Allume-cigare 250 V.

GR Προσαρμογέας αυτοκινήτου

Για χρήση με το ηλεκτρικό θήλαστρο Purely Yours/Lactaline

Συνδέστε το προσαρμογέα αυτοκινήτου στην υποδοχή ρεύματος που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της αντλίας. Συνδέστε το άλλο άκρο στην πρίζα αναπτήρα αυτοκινήτου του οχήματός σας.

Η σύνδεση του θηλάστρου με έναν προσαρμογέα αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται μόνο με τον προσαρμογέα αυτοκινήτου Ameda (Εικ. 1).

Οδηγίες αντικατάστασης τηκτής ασφάλειας (Εικ. 2)

- Ωθήστε τη μεταλλική κορυφή στο άκρο του προσαρμογέα. Περιστρέψτε αριστερόστροφα έως ότου οι γλωττίδες ευθυγραμμιστούν με τις σχισμές στο σώμα του προσαρμογέα.
- Τραβήξτε προς τα έξω τη μεταλλική κορυφή και την τηκτή ασφάλεια.
- Επιθεωρήστε οπτικά το τηκτό της ασφάλειας. Αν έχει καεί, αντικαταστήστε την ασφάλεια.
- Εισάγετε την τηκτή ασφάλεια στον προσαρμογέα. Ευθυγραμμίστε τις γλωττίδες της μεταλλικής κορυφής με τις σχισμές στο σώμα του προσαρμογέα, ωθήστε προς τα μέσα και περιστρέψτε δεξιόστροφα για να ασφαλίσει.

☞ **Χαρακτηριστικά τηκτής ασφάλειας αντικατάστασης:**



Προσοχή: Για συνεχή προστασία από τον κίνδυνο πυρκαγιάς, αντικαταστήστε μόνο με τηκτή ασφάλεια του ίδιου τύπου και ονομαστικής τιμής.

~~**Απόρριψη του προϊόντος**~~
Αυτό το προϊόν περιέχει ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

- Όπως συμβαίνει με κάθε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό, τα εσωτερικά μέρη αυτού του προϊόντος ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνα υλικά. Για την αποφυγή δυνητικής μόλυνσης του περιβάλλοντος, είναι σημαντικό η απόρριψη αυτού του προϊόντος να γίνεται σύμφωνα με τα τοπικά ή περιφερειακά διοικητικά συστήματα και κανονισμούς περί αποβλήτων.
- Μην απορρίπτετε ως μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα.
- Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου με τροχούς που απεικονίζεται υποδεικνύει την ανάγκη για επιλεκτική συλλογή απορριμμάτων για ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
- Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την περιβαλλοντική απόδοση αυτού του προϊόντος.

Σημείωση: Αφαιρέστε τον προσαρμογέα όταν δεν χρησιμοποιείται.

Τεχνικά στοιχεία: Με τηκτή ασφάλεια. Τηκτή ασφάλεια 1,5 A - Αναπτήρας 250 V.

IT Adattatore per auto


Da utilizzare con il tiralatte elettrico Purely Yours/Lactaline
Collegare l’adattatore per auto alla presa di alimentazione sul lato sinistro del tiralatte. Inserire l’altra estremità alla presa per accendino dell’auto.

Il collegamento del tiralatte alla presa per accendino dell’auto è possibile solo con l’Adattatore per auto Ameda (Fig. 1).

Istruzioni per la sostituzione del fusibile (Fig. 2)

- Premere la punta in metallo all’estremità dell’adattatore. Ruotare la punta in senso antiorario fino ad allineare le linguette con le scanalature sul corpo dell’adattatore.
- Estrarre la punta in metallo e il fusibile.
- Esaminare visivamente il fusibile. Se è bruciato, sostituirlo.
- Inserire il fusibile nell’adattatore. Allineare le linguette della punta in metallo con le fessure sul corpo dell’adattatore, spingerle all’interno e ruotare in senso orario per bloccare in posizione la punta in metallo.

☞ **Caratteristiche del fusibile:**



Attenzione: per una protezione costante da rischi di incendio, sostituire solo con fusibili dello stesso tipo e categoria.

~~**Smaltimento del prodotto**~~
Questo prodotto contiene apparecchiature elettriche ed elettroniche.

- Come nel caso di qualsiasi altra apparecchiatura elettrica, i componenti interni di questo prodotto possono contenere materiali pericolosi. Onde evitare la potenziale contaminazione dell’ambiente, è importante smaltire questo prodotto secondo i sistemi e le normative stabiliti dalle autorità amministrative per i rifiuti a livello locale o regionale.
- Non smaltire come rifiuti municipali indifferenziati.
- Il simbolo sopra riportato indica la necessità di raccolta differenziata di apparecchi elettrici ed elettronici.
- Potete contattarci per avere ulteriori informazioni sulle prestazioni ambientali di questo prodotto.

Nota: Rimuovere l’adattatore quando non è in uso.

Dati tecnici: con fusibile. Fusibile 1,5 A - Accendino 250 V.